

Кроличья Поликлональная Антитело Против Edaradd Для Вб, Ифа - Q8Wwz3

Артикул: CM0022684

введение

Кроличья поликлональная антитела к EDARADD для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано для человека, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований эктодермальной дисплазии и сигнального пути NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDARADD Кроличья поликлональная антитела (pAb)
Примечания/псевдонимы	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Вид	Человек
ID гена (человек)	128178
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 человеческого EDARADD (NP_665860.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WWZ3
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом