

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Edc3 Для Wb - Q96F86

Артикул: CM0013059



введение

Поликлональное антитело кролика к EDC3, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает EDC3 человека, мыши и крысы (56 кДа). Рекombинантный иммуноген (aa159-508) обеспечивает специфичность. Идеально подходит для исследований декэппинга мРНК, Р-телец и спермиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDC3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80153
Идентификатор гена	80153
Иммуноген	Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 159-508 человеческого EDC3 (NP_079359.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96F86
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом