

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Edc4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6P2E9

Артикул: CM0018380

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого EDC4 (энхансер белка 4 декаппирования мРНК). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Необходимый инструмент для исследований деградации мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	23644
GeneID	23644
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 800-1100 человеческого EDC4 (NP_055144.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6P2E9
Молекулярный вес белка	152кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент