

Поликлональное Антитело Кролика Против Edem2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Артикул: CM0022970

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EDEM2, компонента пути ERAD. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Для изучения ассоциированной с эндоплазматическим ретикуломом деградации и контроля качества гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDEM2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55741
GeneID	55741
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 399-578 человеческого EDEM2 (NP_060687.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BV94
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом