


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Edf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O60869

Артикул: CM0019948



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий EDF1, валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований эндотелиальной дифференцировки и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] EDF1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8721
ID гена	8721
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-148 человеческого EDF1 (NP_003783.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60869
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Айс-бокс