

Моноклональное Антитело Против Edg1/Hexim1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P21453

Артикул: CM0008606



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на EDG1/HEXIM1 (S1PR1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сигнальных путей GPCR и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EDG1/HEXIM1
Примечания/Псевдонимы	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1901
ID гена	1901
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого EDG1/HEXIM1 (P21453).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21453
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет