

Поликлональное Антитело Против Edg1/S1Pr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P21453

Артикул: CM0018654



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий S1PR1 (EDG1, S1P1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения сигналинга GPCR в клеточной миграции, ангиогенезе и иммунном ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDG1/HEXIM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; DIS3362; EDG1/HEXIM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1901
GeneID	1901
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303-382 человеческого EDG1/HEXIM1 (NP_001391.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21453
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом