

Антитело Кролика Моноклональное Против Anti-Edg2/Lpa-1 (Рецептор Лизофосфатидной Кислоты 1) Для Wb, Elisa - Q92633

Артикул: CM0002879



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против EDG2/LPA-1 (LPAR1) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Валидировано на образцах человека, реагирует с человеческим EDG2/LPA-1. Подходит для исследований клеточной сигнализации, миграции и рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDG2/LPA-1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
Вид	Человек
ID Gene (Human)	1902
ID Gene	1902
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EDG2/LPA-1 (Q92633).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92633
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом