


Поликлональное Антитело Anti-Edn1 (Валидировано Методом Ko) Для Wb, If/Icc, Elisa — P05305

Артикул: CM0021365



введение

Кроличье поликлональное антитело к EDN1, валидированное методом KO, для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на эндотелин-1 — вазоконстрикторный пептид. Идеально подходит для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье поликлональное антитело к EDN1
Примечания/алиасы	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1906
GeneID	1906
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-212 человеческого EDN1 (NP_001946.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05305
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Пакет со льдом