


Поликлональное Антитело Против Ednrb Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P24530

Артикул: CM0027117



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EDNRB, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований сигналинга эндотелиновых рецепторов, сосудистых исследований и исследований развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EDNRB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Вид	Человек
GeneID	1910
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого EDNRB (NP_001116131.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24530
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом