


Кроличье Моноклональное Антитело Против Eea1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15075

Артикул: CM0011510



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого EEA1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Маркер ранних эндосом массой ~162 кДа необходим для исследований эндосомального трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против EEA1
Примечания/Альтернативные названия	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Вид	Человек
ID гена	8411
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EEA1 (Q15075)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15075
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом