


Поликлональные Антитела Против Eef1A1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P68104

Артикул: CM0018645



введение

Поликлональные антитела кролика против eEF1A1, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, реагирующие с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Эти поликлональные антитела нацелены на элонгационный фактор трансляции eEF1A1 (P68104), подходят для исследования синтеза белка и взаимодействий хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eEF1A1 кролик pAb
Примечания/Алиасы	CCS3; EF1A; PT11; CCS-3; EE1A1; EE1A; EF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1915
GeneID	1915
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 123-462 человеческого eEF1A1 (NP_001393.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68104
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	С хладоэлементом