


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Eef1A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Артикул: CM0007211



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого eEF1A1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований биосинтеза белка и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eEF1A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Вид	Человек
ID гена	1915
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого eEF1A1. (NP_001393.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68104
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом