


Кроличья Поликлональная Анти-Eef1A1 Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Артикул: CM0020998



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий eEF1A1 (Фактор элонгации 1-альфа 1). Подходит для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований элонгации трансляции и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	eEF1A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Вид	Человек
ID гена	1915
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 301-400 человеческого eEF1A1 (NP_001393.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68104
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом