

Поликлональное Антитело Против Eef1A2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q05639

Артикул: CM0019289



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок EEF1A2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения элонгации трансляции и неврологических и мышечных расстройств, связанных с EEF1A2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EEF1A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1917
GeneID	1917
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 184-463 человеческого EEF1A2 (NP_001949.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05639
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом