


Поликлональное Антитело Против Eef1A2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q05639

Артикул: CM0027789



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого EEF1A2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований элонгации синтеза белка и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EEF1A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Вид	Человек
ID гена	1917
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 184-463 человеческого EEF1A2 (NP_001949.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05639
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом