


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Eef1D Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P29692

Артикул: CM0018764



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против фактора элонгации 1-дельта (EEF1D), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований синтеза белка, регуляции транскрипции и ответа на тепловой шок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	EEF1D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D
Вид	Человек
GeneID (человек)	1936
GeneID	1936
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого EEF1D (NP_001123529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29692
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом