


Поликлональное Антитело Anti-Eef1E1 Для Wb, If/Icc, Elisa - 043324

Артикул: CM0013093



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело против человеческого EEF1E1 (AIMP3/p18), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает мишени человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ответа на повреждение ДНК и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело EEF1E1
Примечания/синоним	P18; AIMP3; EEF1E1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9521
GeneID	9521
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EEF1E1 (NP_004271.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	043324
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом