


Моноклональное Антитело К Eef1G Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Артикул: CM0006053



введение

Кроличье моноклональное антитело к фактору элонгации 1-гамма человека (eEF1G). Валидировано для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными антигенами. Предназначено для исследований биосинтеза белка и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к eEF1G
Примечания/Синонимы	EF1G; GIG35; eEF1G
Вид	Человек
ID гена (человек)	1937
ID гена	1937
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-123 eEF1G человека (P26641).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26641
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом