


Поликлональные Антитела Против Eef1G Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P26641

Артикул: CM0030935



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против eEF1G (EF1G, GIG35), для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований биосинтеза белка и комплекса факторов элонгации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eEF1G кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EF1G; GIG35; eEF1G
Вид	Человек
ID гена (человек)	1937
ID гена	1937
Иммуноген	Рекомбинантный белок (последовательность: аминокислоты 168–437 человеческого eEF1G, NP_001395.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26641
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Айс-пак