


## Кроличье Поликлональное Антитело Против Eef2 (Ef-2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13639

Артикул: CM0015772



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий eEF2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим белком. Детектирует белок ~95 кДа. Подходит для исследований трансляционной элонгации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | eEF2 Кроличье pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Алиасы         | EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 1938                                                                                                                                |
| ID гена                   | 1938                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого eEF2 (NP_001952.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                             |
| SWISS                     | P13639                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 95 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                   |