


Анти-Eef2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P13639

Артикул: CM0022353



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого фактора элонгации 2 (eEF2), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с человеческим eEF2; иммуноген — рекомбинантный белок (а.о. 1-290). Идеальны для изучения элонгации трансляции и исследований SCA26. Предполагаемая молекулярная масса 95 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eEF2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1938
ID гена	1938
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого eEF2 (NP_001952.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13639
Масса белка	95kDa
Доставка	Сумка со льдом