


Поликлональные Антитела К Eef2K Для Wb, If/Icc, Elisa - 000418

Артикул: CM0025344



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к EEF2K для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают EEF2K человека и мыши; 82 кДа. Идеально подходят для изучения регуляции трансляции и киназного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] EEF2K Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29904
GeneID	29904
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 406-725 EEF2K человека (NP_037434.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	000418
Молекулярная масса белка	82 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом