

Анти-Efcab3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q8N7B9

Артикул: CM0014682

введение

Поликлональные антитела кролика (pAb) против EFCAB3, полученные с использованием рекомбинантного человеческого EFCAB3. Валидированы для WB и ELISA. Взаимодействуют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований кальций-связывающего домена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EFCAB3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EFCAB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146779
GeneID	146779
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 249-438 человеческого EFCAB3 (NP_775774.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N7B9
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом