

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Efhc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5JvI4

Артикул: CM0029073



введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-EFHC1 обнаруживает EFHC1 в образцах человека, мыши и крысы методом Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезно для исследований ресничек, миграции нейронов и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EFHC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EJ1, POC9, RIB72, dJ304B14.2, EFHC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114327
GeneID	114327
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 391-640 человеческого EFHC1 (NP_060570.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5JVL4
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	Сумка со льдом