

## Поликлональное Антитело К Efhd2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96C19

Артикул: CM0015380



### введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против EFHD2 (Свипрозин-1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши; подходит для исследования апоптоза В-клеток и регуляции NF-kappa-B.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | EFHD2 кроличье пАт                                                                                               |
| Примечания/синонимы       | SWS1; EFHD2                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| ID гена (человек)         | 79180                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-78 человеческого EFHD2 (NP_077305.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                          |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                             |
| SWISS                     | Q96C19                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                |