

Поликлональное Антитело К Efna1 Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa — P20827

Артикул: CM0026014



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого EFNA1 (эфрин-A1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с мышиным EFNA1. Подходит для исследований ангиогенеза, биологии опухолей и сигнализации рецепторов Eph.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EFNA1 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1942
GeneID	1942
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-182 человеческого EFNA1 (NP_004419.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20827
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Аккумулятор холода