

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Efna3 Для Вестерн-Блота И Ифа - P52797

Артикул: CM0028518

введение

Поликлональные кроличьи антитела против EFNA3, валидированные для Вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинным белком. Нацелены на человеческий эфрин-А3 – лиганд рецепторов Eph, закрепленный GPI-якорем, играющий ключевую роль в развитии нервной системы и сосудов. Идеально подходит для разработки тест-систем in vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против EFNA3
Примечания/алиасы	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1944
ID гена	1944
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислот с 23 по 214 положения человеческого EFNA3 (NP_004943.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P52797
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода