


Кроличье Поликлональное Антитело Против Efnb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P98172

Артикул: CM0014096



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EFNБ1 (Эфринин-В1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения нейронального, сосудистого и эпителиального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против EFNБ1
Примечания/Альтернативные названия	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNБ1
Вид	Человек
ID гена	1947
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 259-346 человеческого EFNБ1 (NP_004420.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P98172
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом