

Поликлональная Антитело Кролика Против Efs Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — 043281

Артикул: CM0024666

введение

Поликлональная антитело кролика, нацеленная на EFS (эмбриональный субстрат, ассоциированный с Fyn, CASS3), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EFS Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Вид	Человек
ID гена (человек)	10278
ID гена	10278
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 60-190 человеческого EFS (NP_115835.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	043281
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета