


Поликлональные Антитела Против Eftud2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q15029

Артикул: CM0029626



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого EFTUD2 (U5-116 кДа, SNU114), валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с мышью и крысой, подходят для исследования сплайсинга и обработки мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EFTUD2 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	MFDМ; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9343
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-205 человеческого EFTUD2 (NP_004238.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15029
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	С ледяным пакетом