


Анти-Eftud2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Артикул: CM0004978



введение

Валидированное анти-EFTUD2 кроличье моноклональное антитело для обнаружения человеческого EFTUD2 (компонент сплайсосомы, ядро) в WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; перекрестно реагирует с мышью, крысой. Идеально подходит для исследований сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] EFTUD2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9343
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого EFTUD2 (NP_004238.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15029
Молекулярный вес белка	109 кДа
Доставка	Сумка со льдом