

Кроличья Моноклональная Антитело К Eg5/Kif11 Для Вестерн-Блота И Ифа — P52732

Артикул: CM0010643



введение

Кроличья моноклональная антитело к EG5/KIF11, подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелена на белок Eg5 кинесин человека, участвующий в митозе и внутриклеточном транспорте. Масса белка — 119 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EG5/KIF11 кроличья моноклональная антитело
Примечания/алиасы	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	3832
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 900-1056 человеческого EG5/KIF11 (P52732)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52732
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником