

Кроличья Поликлональная Антитела Против Eg5/Kif11 Для Вестерн1 Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P52732

Артикул: CM0027467



введение

Кроличьи pAb от CamelBio к EG5/KIF11 валидированы для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA, нацелены на человеческий EG5 (119 кДа, P52732). Кинезиновый моторный белок, критически важный для биполярности веретена, митоза и секреции из аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к EG5/KIF11
Примечания/Альтернативные названия	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3832
ID гена	3832
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 797-1056 человеческого EG5/KIF11 (NP_004514.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52732
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	В пакете со льдом