


Моноклональное Антитело Против Egf Для Wb - P01132

Артикул: CM0012518



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против мышинного EGF, фактора роста, стимулирующего пролиферацию клеток и реабсорбцию магния. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований в области клеточной сигнализации, функции почек и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGF Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	EGF
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1950
ID гена	13645
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 977-1029 мышинного EGF (NP_034243.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01132
Молекулярный вес белка	133 кДа
Доставка	Сумка со льдом