

Поликлональные Антитела Против Egf Для Wb, If-P, Elisa - P01133

Артикул: CM0014584



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EGF (про-эпидермального фактора роста) для применений WB, IF-P и ELISA. Перекрестная реакция с EGF мыши и крысы. Подходят для исследований факторов роста и регенерации тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	URG; HOMG4; EGF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1950
ID гена	1950
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 851-950 человеческого EGF (NP_001954.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01133
Молекулярный вес белка	134 кДа
Доставка	Сумка со льдом