

Кроличья Поликлональная Антитело Против Egf Для Вб, Дб, Ифа — P01133

Артикул: CM0030425



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого EGF (про-эпидермального фактора роста). Валидировано для ВБ, ДБ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Рекомбинантный иммуноген. Предназначено для научных исследований в области сигналинга факторов роста и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGF Rabbit pAb
Примечания/синонимы	URG; HOMG4; EGF
Вид	Человек
ID гена (человек)	1950
ID гена	1950
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 971-1023 человеческого EGF (NP_001954.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01133
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник