

Анти-Egfl7 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга - Q9Uhf1

Артикул: CM0029648

введение

Поликлональные кроличьи антитела Anti-EGFL7, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реакцией на мышь и крысу. Подходят для исследований ангиогенеза и сосудистой биологии. Масса целевого белка ~30 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGFL7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51162
GeneID	51162
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-100 человеческого EGFL7 (NP_958854.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHF1
Масса белка	30kDa
Доставка	Сумка со льдом