


Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Egfr (L858R) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P00533

Артикул: CM0010750



введение

Кроличья моноклональная антитела к EGFR (L858R), специфичная к мутанту L858R человеческого EGFR. Подходит для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным антигеном. Идеально подходит для изучения онкогенной сигнализации и резистентности к ингибиторам тирозинкиназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGFR (L858R) Кроличья mAb
Примечания/Синонимы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-900 человеческого EGFR (L858R) (P00533).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом