


Моноклональное Анти-Egfr Антитело Для Wb, If-P, Elisa - P00533

Артикул: CM0004516



введение

Валидированное на KD кроличье моноклональное анти-EGFR антитело для вестерн-блоттинга, ИФ на парафиновых срезах и ИФА. Специфично к EGFR человека, мыши и крысы. На основе рекомбинантного иммуногена, идеально подходит для исследований клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] EGFR кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134кДа
Доставка	Сумка со льдом