


Анти-Egfr (Фосфо Y1068) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb И Elisa - P00533

Артикул: CM0000563



введение

Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb — это кроличий моноклональный антитело, специфичное к EGFR, фосфорилированному по тирозину 1068. Валидировано для WB и ELISA, проявляет перекрестную реакцию с человеческим и мышиным белками, что делает его идеальным для исследований сигналинга EGFR и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1068 человеческого EGFR (P00533).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134кДа
Доставка	Ледяной пакет