


Анти-Egfr (Фосфо-Y1173) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P00533

Артикул: CM0001608



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий EGFR, фосфорилированный по тирозину 1173. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнальных путей EGFR в онкологических исследованиях и исследованиях трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид, охватывающий фосфорилированный Y1173 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134кДа
Доставка	Сумка со льдом