


Кроличье Моноклональное Антитело Против Egfr Для Проточной Цитометрии (Fc) - P00533

Артикул: CM0011069



введение

, кроличье моноклональное антитело против EGFR человека, позволяет выявлять EGFR человека (P00533) методом проточной цитометрии. Это кроличье моноклональное антитело нацелено на внеклеточный домен EGFR — рецепторной тирозинкиназы массой 134 кДа, играющей ключевую роль в клеточной сигнализации и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против EGFR человека
Примечания/Синонимы	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 EGFR человека (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44 кДа / 69 кДа / 77 кДа / 134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом