


Кроличье Моноклональное Антитело Против Egfr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00533

Артикул: CM0004535



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против EGFR для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому EGFR (134 кДа), подходит для исследований сигналинга при раке и рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] EGFR Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 363-463 человеческого EGFR. (NP_005219.2)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	В термосумке со льдом