

Кроличье Поликлональное Антитело Против Egfr [Валидировано Методом Kd] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Артикул: CM0016229



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EGFR (UniProt P00533). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения сигнального пути EGFR при раке, миграции клеток и исследовании проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье поликлональное антитело против EGFR
Примечания/синонимы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Вид	Человек
GeneID (человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1021-1210 человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом