

Поликлональное Кроличье Антитело Против EglN1/EglN2 Для Wb, Elisa — Q9Gzt9/Q96Ks0

Артикул: CM0013641



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческие EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) — кислородные сенсоры, обеспечивающие гидроксирование HIF. Валидировано для WB и ELISA; иммуноген — синтетический пептид, поставляется в охлажденном виде. Идеально подходит для исследований передачи сигналов при гипоксии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к EGLN1/EGLN2
Примечания/синоним	EGLN1/EGLN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	54583/112398
GeneID	54583/112398
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 250–350 человеческого EGLN1/EGLN2 (NP_071334.1/NP_444274.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
Молекулярная масса белка	36 кДа/43 кДа/46 кДа/40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом