


Моноклональное Кроличье Антитело К Egr1 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa — P18146

Артикул: CM0006859



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий EGR1, валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения регуляции транскрипции, пролиферации клеток и стрессовых реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к EGR1
Примечания/синонимы	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1958
GeneID	1958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-250 человеческого EGR1 (NP_001955.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18146
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом