

Моноклональное Антитело Anti-Egr2 Для Wb, Ip, Elisa - P11161

Артикул: CM0005279

введение

Кроличье моноклональное антитело к EGR2, валидированное для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований в области транскрипции и нейробиологии. - P11161

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGR2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1959
ID гена	1959
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EGR2 (NP_000390.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11161
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом