

Кроличья Поликлональная Антитело К Egr3 Человека Для Вестерн-Блота И Ифа — Q06889

Артикул: CM0029895

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого EGR3, валидированная для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. EGR3 — это цинкпальцевый транскрипционный фактор, участвующий в развитии мышечных веретен. Подходит для исследований нейромышечных заболеваний и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGR3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	EGR-3; PILOT; EGR3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1960
ID гена	1960
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого EGR3 (NP_004421.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06889
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С ледяным пакетом