

Анти-Egr4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05215

Артикул: CM0029487

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого EGR4 (белок раннего ответа на рост 4), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGR4 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1961
ID гена	1961
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440-589 человеческого EGR4 (NP_001956.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05215
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом